



endoret[®] (prgf[®])

Endogenous Regenerative Technology

COMPOSANTS DU SYSTÈME



www.bti-biotechnologyinstitute.es



bti.

Human
Technology

COMPOSANTS

DU SYSTÈME ENDORET® (PRGF®)

La technologie Endoret® (PRGF®) repose sur un protocole validé, simple et efficace pour obtenir un plasma riche en facteurs de croissance. Afin d'obtenir les différentes formulations thérapeutiques d'Endoret, il est nécessaire d'utiliser des composants spécifiques au système : la centrifugeuse System V, le plasmatherm H et le kit jetable à usage unique, développés par BTI Biotechnology Institute.



L'utilisation du système Endoret est indispensable pour obtenir un plasma riche en facteurs de croissance avec la composition biochimique appropriée.

- Pour obtenir une concentration plaquettaire optimale et maximiser la réponse biologique du corps, le Système V centrifuge le sang pour un temps et une rapidité basés sur de nombreuses études scientifiques.
- Pour parvenir à la libération progressive des facteurs de croissance et maintenir l'effet thérapeutique dans le temps, les tubes d'extraction (avec anticoagulant) et l'activateur, permettent d'avoir sous contrôle l'activation des plaquettes.

Chaque PRP est différent,
et leur efficacité en
régénération des tissus
dépend du protocole et des
composants utilisés pour son
élaboration.

L'efficacité de la
technologie Endoret®
(PRGF®) a été démontrée
dans plus de 200 études in
vivo, in vitro et clinique.

QUALITÉ MAXIMALE ET GARANTIE SANITAIRE

Les composants du système Endoret® (PRGF®) sont fabriqués à partir de matériaux biocompatibles, ont subi des contrôles de qualité exhaustifs (contrôle des endotoxines, stérilité, etc.), et sont conforme à toutes les exigences applicables aux dispositifs médicaux à usage clinique établis par les autorités sanitaires compétentes.

La qualité du système Endoret® (PRGF®) est approuvée par :



ISO 13485: 2016



Certificados MDSAP



93/42/CEE
Produits sanitaires



TÜV-SÜD
Product Service
GmbH

Tous les systèmes de PRP sont-ils égaux ?

NON, pour plusieurs raisons :

- Tous n'ont pas démontré leur efficacité thérapeutique
- Tous n'ont pas le marquage CE adapté à un usage clinique
- Tous n'ont pas de protocole d'obtention spécifique





KMU15
Dentaire

ENDORET® (PRGF®)



Le KIT KMU15 contient 10 blisters pour traitements individuels

1.

SYSTÈME D'EXTRACTION

- 4 tubes de prélèvement
- 1 ailette de prélèvement sanguin
- 5 étiquettes d'identification

Tubes de prélèvement



Ailette de prélèvement



Étiquette d'identification

CONTENU DU BLISTER

2.

SYSTÈME DE FRACTIONNEMENT

- 2 tubes de fractionnement
- 1 PTD2 (Dispositif de transfert du plasma)
- 4 aiguilles (14G)

Tube de fractionnement



PTD2



Aiguilles 14G



3.

SYSTÈME ACTIVATION

- 1 ampoule d'activateur (Chlorure de calcium)
- 1 seringue d'activation (BD Micro-Fine 0,5 ml)

Ampoule d'activateur



Seringue d'activation





KMU15 PLUS

Dentaire

ENDORET® (PRGF®)



Le KIT KMU15-PLUS contient 10 blisters pour traitements individuels

CONTENU DU BLISTER

1.

SYSTÈME D'EXTRACTION

- 8 tubes de prélèvement
- 1 ailette de prélèvement sanguin
- 5 étiquettes d'identification

*Tubes de
prélèvement*



*Ailette de
prélèvement*



*Étiquette
d'identification*

2.

SYSTÈME DE FRACTIONNEMENT

- 4 tubes de fractionnement
- 1 PTD2 (Dispositif de transfert du plasma)
- 8 aiguilles (14G)

*Tube de
fractionnement*



PTD2



*Aiguilles
14G*



3.

SYSTÈME ACTIVATION

- 2 ampoule d'activateur (Chlorure de calcium)
- 1 seringue d'activation (BD Micro-Fine 0,5 ml)



*Ampoule
d'activateur*



*Seringue
d'activation*



KMU16
Dentaire

ENDORET® (PRGF®)



Le KIT KMU16 contient **15 blisters** pour traitements individuels

CONTENU DU BLISTER

1.

SYSTÈME D'EXTRACTION

- 4 tubes de prélèvement
- 1 ailette de prélèvement sanguin
- 5 étiquettes d'identification

*Tubes de
prélèvement*



*Ailette de
prélèvement*



*Étiquette
d'identification*

2.

SYSTÈME DE FRACTIONNEMENT

- 2 tubes de fractionnement
- 1 PTD2 (Dispositif de transfert
du plasma)
- 4 aiguilles (14G)

*Tube de
fractionnement*



PTD2



*Aiguilles
14G*



KIT START

- Centrifugeuse System V
- Plasmaterm H

+ KIT START PTDO

- Kit KMU15.
- Grille de travail.
- Récipients d'activation (ø50 mm).
- Chronomètre.



GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES

- BTI certifie la formation spécifique de ses clients pour l'utilisation de cette technologie.
- BTI garantit la traçabilité de ses matériels, et met à disposition toute information nécessaire pour ses patients.





BTI Commercial
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · Espagne
Tél : +34 945 140 024
Fax : +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I. Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci ,14
01510 Miñano (Álava) Espagne
bti.implantes@bti-implant.es

Filiales

ALLEMAGNE
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Allemagne
Tel. +49 (0) 7231 428060
Fax +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANCE
6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · Francia
Tel: (33) 556 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIE
Via Conservatorio 22
20122 Milano · Italia
Tel: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXIQUE
Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Messico DF · CP 11520 · Mexique
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

ROYAUME-UNI
3 Churchill Court
Manor Royal
West Sussex, RH10 9LU
Tel: +44 (0) 2039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

USA
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

www.bti-biotechnologyinstitute.fr



BTI APPLI

ENDORET® (PRGF®)

Version iPhone / smartphone

Version iPad / Tablettes (contenus exclusivement réservés à la clientèle)